

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2017

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**XE ĐẨY BỆNH NHÂN NẪM – Model : TW-305S**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe đẩy không gỉ, chắc chắn làm bằng thép không gỉ.</li> <li>- Thanh chắn cạnh xe đẩy có thể điều chỉnh lên, xuống và dùng thông qua 1 nút bấm trên thanh.</li> <li>- Nó dễ dàng di chuyển với bánh xe di chuyển êm, quay và có thể phanh giữ cố định.</li> <li>- Kích thước: 1900mm(D) x 650mm(R) x 700mm(C)</li> <li>- Vật liệu: thép không gỉ dạng ống và thanh</li> <li>- Thanh chắn cạnh xe: một nút bấm đảm bảo an toàn</li> <li>- 4 Bánh xe có phanh hãm: đường kính 6"</li> </ul>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe đẩy bệnh nhân và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> <li>- Móc treo truyền dịch: 01 cái</li> </ul>
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Chức năng giúp bệnh nhân nghỉ ngơi, khám bệnh, điều trị, và vận chuyển bệnh nhân giữa các khoa hoặc các phòng tại bệnh viện.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Chuyển bệnh nhân lên xe đẩy và sẽ được vận hành nhân y tá thông qua các vị trí thao tác cơ bản.
1.5	Chống chỉ định	Không áp dụng.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không áp dụng.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không áp dụng.
2	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) :</b>	Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Châu Âu, ...
3	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):</b>	Không có thông tin
4	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.</b>	<p>Từ khi sản phẩm lưu hành trên thị trường, chưa có báo cáo ghi nhận về phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế.</p> <p>Sản phẩm không chứa các thành phần tế bào mô người hoặc động vật hoặc phái sinh của chúng.</p>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
  
  
**CHU TỊCH H.Đ.Đ.**  
*Đỗ Văn Việt*