

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TẠP DÈ Y TẾ (đã tiệt trùng)

Mô tả sản phẩm:

Kích thước: Tạp dè y tế có kích thước 80cm x 120cm, bề dày: 0,05mm.

(Hoặc có thể có kích thước khác, tùy theo nhu cầu khách hàng: 80cm x 130cm; 110cm x 120cm)

Công dụng

Tạp dè y tế (đã tiệt trùng) được dùng cho cán bộ y tế, công dụng như một lớp lá chắn giúp chống ướt, chống bẩn, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại trong môi trường làm việc đặc thù.

Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng của sản phẩm.
- Xé bao bì theo đường cắt sẵn.
- Lấy sản phẩm ra và trực tiếp mặc vào như lớp áo khoác ngoài trang phục phẫu thuật hoặc trang phục khi làm việc
- Lưu ý: Sản phẩm sử dụng 1 lần.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, sạch, tránh ẩm mốc, côn trùng, nguồn nhiệt hay ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Xác nhận của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Văn Ninh