

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mặt Gương Nha Khoa: Mouth Mirrors.

Cách sử dụng: Lấy 1 cái gương ra khỏi hộp và vặn vào cán gương tương thích vừa lỗ.

Xử lý chất thải:

Bao bì rỗng và mặt gương hỏng xử lý như rác thông thường

Chú ý: Hấp tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng.

Cảnh báo: Không sử dụng mặt gương khi bị vỡ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cán gương nha khoa: Handles For Mouth Mirrors.

Cách sử dụng: Lấy một cán gương ra khỏi túi và lấy mặt gương vặn vào vừa khít.

Bảo quản: Không tiếp xúc với môi trường axit.

Xử lý chất thải: Bao bì rỗng, cán gương hỏng xử lý như rác thông thường.

Chú ý: Hấp tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng.

Cảnh Báo: Không sử dụng cán gương khi bị rỉ sét, cong hoặc bị gãy.