

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG
TẮM KÍNH BẢO VỆ TIA BỨC XẠ (KÍNH CHÌ)**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Hình dạng và cấu trúc : - Sản phẩm là kính bảo vệ tia bức xạ. - Sản phẩm được làm bằng kính và chì.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Không có
1.3	Mục đích sử dụng	Chắn tia bức xạ
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Tắm kính bảo vệ tia bức xạ có nhiều kích thước. Nên lựa chọn loại thích hợp với mục đích sử dụng. Dùng để lắp ở phòng chụp X-quang, ngăn giữa phòng điều khiển với phòng để máy chụp
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không dùng cho mục đích khác ngoài mục đích y tế. Khi lắp đặt nên cẩn thận, tránh bị vỡ.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

CÔNG TY TNHH DOÃN GIA



GIÁM ĐỐC

Doãn Quốc Trung