


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KỆ ĐẨY DỤNG CỤ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN
MODEL: HL-MUC3S-1D-MG
HÃNG SẢN XUẤT: HANLIM
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC



GIÁM ĐỐC
Ấu Văn Sơn



Được thiết kế để sử dụng đa năng trong và ngoài phòng bệnh nhân.
Mỗi trụ có rãnh 25 mm để điều chỉnh chiều cao và số lượng giá
Giá phía trên có thành bảo vệ và ngăn kéo để tăng sự hiệu quả cho việc bảo quản đồ linh
động
Mỗi giá có thể chứa đến 60kg
Bánh xe xoay êm 4", 2 bánh có phanh

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

Mở các ngăn kéo nhẹ nhàng để đựng dụng cụ, đồ dùng cần thiết.
Luôn giữ tủ và các ngăn kéo, phụ kiện sạch sẽ
Lau chùi ngăn kéo bằng vải sạch tiệt trùng.
Bật khóa ở bánh xe để ngừng di chuyển.