

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19104/TLKT/2017

Độc lập – tự do – hạnh phúc

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại Bảo

Số nhà 01, ngõ 138/24 Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	KỆ ĐÁY DỤNG CỤ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN MODEL: HL-MUC3S-1D-MG HÃNG SX: HANLIM XUẤT XỨ: HÀN QUỐC Được thiết kế để sử dụng đa năng trong và ngoài phòng bệnh nhân. Mỗi trụ có rãnh 25 mm để điều chỉnh chiều cao và số lượng giá Giá phía trên có thành bảo vệ và ngăn kéo để tăng sự hiệu quả cho việc bảo quản đồ linh động Mỗi giá có thể chứa đến 60kg Bánh xe xoay êm 4", 2 bánh có phanh <u>Thông số kỹ thuật:</u> Kích thước: 700 x 450 x 1050 mm Khung: thép không rỉ 304 Ø 25 dày 1.2 Giá: nhựa ABS Ngăn kéo: chất liệu nhựa ABS và nhôm Thành bảo vệ: thép không rỉ 304 Ø 6 3 giá và 1 ngăn kéo Hãm xung nhựa chống va đập
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	3 giá và 1 ngăn kéo
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Sử dụng được cho mọi khoa phòng.



1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Mở ngăn kéo và đóng vào một cách nhẹ nhàng - Lau chùi bằng khăn mềm, sạch - Bật khóa ở bánh xe để ngừng di chuyển
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
	Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	
	Sản phẩm hoàn toàn an toàn cho các bệnh nhân	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
 Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
 Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Áu Văn Sơn