

# CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

22B Lô O, KDC Thới An, đường Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 22055081 - Fax: 028 62590434

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Mục đích sử dụng:** Sản phẩm không có kim, có thể dùng kết hợp với kim để tiêm chích thuốc, hỗ trợ điều trị bệnh.

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Lấy sản phẩm ra khỏi bao vô trùng.
- Gắn với kim tiêm vô trùng bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

**Cảnh báo và thận trọng:**

- Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng
- Không tái sử dụng
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

Sản phẩm đã được khử trùng bằng khí EO và chỉ được sử dụng duy nhất một lần.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



DUY LƯƠNG LONG