

THIẾT BỊ TẬP PHCN CƯỜNG BỨC CHO KHỦY TAY

Model : **Kinetec CEM**

Hãng sản xuất : **KINETEC**

Xuất xứ : **PHÁP**

1. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485

2. Cấu hình

- Thiết bị chính : 01
- Ghế ngồi : 01
- Điều khiển cầm tay : 01
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo : 01

3. Thông số kỹ thuật

Phạm vi chuyển động

- Chuyển động giang tay, khớp tay (F): -10° - 135°
- Chiều cao bệnh nhân: 1.40cm – 1.90cm
- Độ dài cánh tay bệnh nhân: 50cm- 72cm
- Tốc độ: từ 40° - 135° /Phút

Đặc tính sản phẩm

- Miếng dán đệm lót làm bằng chất liệu được khử trùng
- Trọng lượng người sử dụng tối đa: 130kgs
- Kháng tải đảm bảo bảo vệ bệnh nhân khi lực tác dụng quá mạnh lên khớp
- Điều chỉnh lực đảo ngược: 6 cấp độ
- Khả năng khóa điều chỉnh các thông số
- Cài đặt lại các thông số khi thay đổi chuyển động,
- Chuyển động tự động (liên tục) hoặc bằng tay
- Chức năng phát hiện phạm vi chuyển động tối đa cho bệnh nhân (chế độ bằng tay hoặc chế độ By-Pass)
- Điều chỉnh thời gian: từ 1 phút đến 24 giờ
- Tạm dừng giới hạn chuyển động: từ 1 giây đến 15 phút
- Điều chỉnh tốc độ $50-140^{\circ}$ mỗi phút (5 cấp)
- Khả năng tùy biến và lưu trữ 16 chương trình phục hồi chức năng
- Kích thước: 72cm x 65cm x 130cm
- Trọng lượng: 21 kg

Thông số điện

- Điện áp: từ 100 đến 240Volts

- Tần số 50/60Hz

- Công suất: 50 VA

- Áp suất âm <70dB

- Thiết bị loại IIBF hoặc IB

- Bảo vệ thiết bị: IP20

- Cầu chì: T 750mA 250V 6.3 x 32mm

4. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
- Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu của thiết bị.