


		nhắm mắt. Để mặt nạ trên người bệnh nhân cho đến khi nguội hoàn toàn khoảng 10 phút. Mặt nạ sẽ co rút lại trong quá trình làm nguội.
1.5	Chống chỉ định	Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Đảm bảo mặt nạ không quá nóng Nếu tháo gỡ mặt nạ quá sớm sẽ dẫn đến sự co rút quá mức và bệnh nhân không thoải mái khi chỉnh sửa lại Mở đinh ốc ra khỏi đế bằng cách xoay các ốc và đẩy lên cùng một lúc Gỡ mặt nạ ra khỏi bệnh nhân Nếu có thể, công điều trị được cắt thành mặt nạ bằng cách sử dụng kéo lớn hay kéo cắt khuôn
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa ghi nhận bất cứ trường hợp bất lợi nào xảy ra.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	
	Sản phẩm đã được Nước Trung quốc cấp giấy Chứng nhận Lưu hành tự do, đã đăng ký FDA, CE..... và hiện được bán trên toàn thế giới.	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Chưa có báo cáo tác dụng bất lợi liên quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế.	



Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
 Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
 Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quóc Việt