



TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN.

Địa chỉ : Đường Lê Chân, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226. 3535 888 Fax: 0226 3535889

Ngày 14 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tủ sấy Parafin sử dụng để sấy nén trong điều trị đông y tại các cơ sở y tế Tủ sấy Parafin có các khay đựng nén, được sấy nén theo yêu cầu để dùng trong bệnh viện khi chữa bệnh cho bệnh nhân
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Liệt kê các linh kiện và phụ kiện của trang thiết bị y tế (Theo bảng tiêu chuẩn sản phẩm)
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Mục đích sử dụng: Sử dụng để sấy nén theo nhiệt độ ở Bệnh viện hay các trung tâm y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
1.5	Chống chỉ định	Không áp dụng
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Khi sử dụng Tủ sấy Parafin phải chú ý nhiệt độ cài đặt khi sấy nén. Không sử dụng quá trọng lượng cho phép Khi Tủ có sự cố phải thông báo với nhà sản xuất để kiểm tra không tự ý tháo sửa chữa Nếu trong quá trình sử dụng có bất cứ hiện tượng khác thường phải thông báo với nhà SX
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Có lỗi sản phẩm tạo ra rất nhỏ
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Không