

Hướng dẫn sử dụng

TỦ SẤY PARAFIN 40 KHAY

Model: HN-40



Tính năng:

- Tủ sấy Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và hàn ủ Parafin trong quá trình điều trị.
- Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm
- Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân
- Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay.

Chỉ định:

- Giảm đau, giảm co thắt cơ trong các chứng đau mãn tính như: đau thắt lưng, đau cổ vai cánh tay, đau thần kinh tọa, đau thần kinh liên sườn, đau khớp, đau cơ,...
- Làm giãn cơ để phục vụ các kỹ thuật trị liệu khác như: xoa bóp, vận động

Cấu hình:

Giá nền trong tủ (Inox 201) kích thước: 600 x 400 x 200mm

Giá nền ngoài tủ (Inox 201) kích thước 1700 x 810 x 750mm

Khay nền (thép tráng men) kích thước 200 x 300 x 3mm

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 8,3 kW

Vật liệu chế tạo: Inox 201

Số lượng khay nền tối đa: 40 khay

Dải cài đặt nhiệt độ: 50°C – 90°C

Thể tích: 0,67m³

Thể tích sử dụng: 0,54 m³

Có 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng và 4 chốt cố định tủ