

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam

Địa chỉ: 590/C1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 08 tháng 01 năm 2018

Thiết bị: Máy tập phục hồi chức năng cho chi trên, chi dưới

Model: SE-1000 ; SA-500 ; HE-09

Hãng sản xuất: Sungdo MC

Nước sản xuất: Hàn Quốc

- Hướng dẫn sử dụng: Điều chỉnh vị trí để cơ thể ở tư thế phù hợp bằng cách dùng ghế ngồi
- Điều chỉnh trọng tải để phù hợp với khả năng luyện tập bằng cách dùng bộ phận điều chỉnh trọng tải
- Cài đặt từng mục để phù hợp với số lượng bài tập dựa theo mục cài đặt bằng hiển thị
- Luyện tập tay và chân sử dụng tay cầm và bàn đạp
  - o Tay và chân là đồng bộ, do vậy, nên cẩn thận, ta không thể vận động riêng tay hoặc chân đối với sản phẩm này
- Đảm bảo rằng bàn chân đặt vừa vặn với bộ phận giữ bàn chân bằng cách cố định dây dán trong quá trình sử dụng sản phẩm

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Chủ tịch công ty



*Trần Phương Mai*