


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH DẪN LƯU VẾT THƯƠNG KÍN



## Hướng dẫn sử dụng :

- Kích thước : số 6,8,10,12,14,16,18
- Làm từ nhựa PVC cao cấp,gồm một bình chứa và dây nối.
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Sản phẩm vô trùng sử dụng một lần.
- Dùng dẫn lưu vết thương
- Dùng găng tay trước khi tiếp xúc với vết thương bệnh nhân
- Dùng một đầu dây nối tiếp xúc với vết thương bệnh nhân,một đầu còn lại gắn vào bình dẫn lưu.
- Các chất bẩn và dịch ,nước vàng từ vết thương của bệnh nhân sẽ chảy ra bình dẫn lưu.

