


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIM CHẠY THẬN NHÂN TẠO



Kim chạy thận nhân tạo

## Hướng dẫn sử dụng :

- \* Kim chạy thận nhân tạo: Thành kim siêu mỏng và góc cắm lý tưởng để đưa kim vào mạch máu. Lớp silicone mịn mềm. Chiều dài ống 15cm hoặc 30cm.
- \* Được khử trùng bằng tia Gamma hoặc ETO
- \* Dạng cánh bướm có mã hóa màu sắc được cung cấp trên trung tâm kim để dễ dàng trong sử dụng.
- \* Ống dài 30cm làm bằng hợp chất PVC y tế
- \* Đầu của ống được trang bị với bộ phận Luer của Nữ đảm bảo đạt tiêu chuẩn ISO sử dụng an toàn
- \* Kích thước :14G, 15G, 16G,17G,18G
- \* sản phẩm vô trùng sử dụng 1 lần

