



| | |
|------------------------|---|
| Tên hàng: | Dung dịch hóa chất hiệu chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm protein phản ứng C (CRP) FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-SIII |
| Số lưu hành TTBYT: | |
| ĐV sở hữu số lưu hành: | Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TpHCM |
| Địa chỉ: | Nhật Bản |
| Xuất xứ: | Xem trên bao bì |
| Hạn sử dụng: | Xem trên bao bì |
| Số lô/số serial | Xem trên bao bì |
| Tài liệu kỹ thuật | Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần |
| Bảo hành: | Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần |
| Hướng dẫn sử dụng | Sau khi đưa về nhiệt độ phòng, pha loãng hóa chất 21 lần, hút 5microlit nhỏ vào thẻ hóa chất tương ứng, sau đó nhấn nút "START" |