



Tên hàng:

Số lưu hành TTBYT:  
ĐV sở hữu số lưu

hành:

Địa chỉ:

Xuất xứ:

Hạn sử dụng:

Số lô/số serial

Tài liệu kỹ thuật

Bảo hành:

Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất dùng để Định lượng hoạt tính lactat dehydrogenaza trong huyết tương hoặc huyết thanh **FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-PIII.**

.....

Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam

Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1,  
TpHCM

Nhật Bản

Xem trên bao bì

Xem trên bao bì

Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút "START" trên máy để bắt đầu xét nghiệm.