



Tên hàng:
Số lưu hành TTYBT:
ĐV sở hữu số lưu
hành:
Địa chỉ:
Xuất xứ:
Hạn sử dụng:
Số lô/số serial
Tài liệu kỹ thuật
Bảo hành:
Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất dùng để xác định hoạt tính ankanh phosphataza trong huyết tương hoặc
huyết thanh **FUJI DRI-CHEM SLIDE ALP-PIII**
.....
Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1,
TpHCM
Nhật Bản
Xem trên bao bì
Xem trên bao bì
Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm
mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút “START” trên máy để bắt đầu xét
nghiệm.