



Tên hàng:	Hóa chất dùng để xác định nồng độ creatinin trong huyết tương hoặc huyết thanh
Số lưu hành TTYBT:	FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-PIII
ĐV số lưu số lưu hành:
Địa chỉ:	Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Xuất xứ:	Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TpHCM
Hạn sử dụng:	Nhật Bản
Số lô/số serial	Xem trên bao bì
Tài liệu kỹ thuật	Xem trên bao bì
Bảo hành:	Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Hướng dẫn sử dụng	Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
	Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút “START” trên máy để bắt đầu xét nghiệm.