



Tên hàng:
Số lưu hành TTBYT:
ĐV sở hữu số lưu
hành:

Địa chỉ:
Xuất xứ:
Hạn sử dụng:
Số lô/số serial
Tài liệu kỹ thuật
Bảo hành:

Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất dùng để Định lượng nồng độ cacbon dioxit (CO2) tổng trong huyết tương hoặc huyết thanh **FUJI DRI-CHEM SLIDE TCO2-P.**
.....
Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TpHCM
Nhật Bản
Xem trên bao bì
Xem trên bao bì
Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút “START” trên máy để bắt đầu xét nghiệm.