



Hóa chất dùng để Định lượng nồng độ albumin trong huyết tương hoặc huyết thanh **FUJI DRI-CHEM SLIDE ALB-P**

Tên hàng: .....

Số lưu hành TBYT: .....

ĐV sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam  
Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TpHCM

Địa chỉ: .....

Xuất xứ: Nhật Bản

Hạn sử dụng: Xem trên bao bì

Số lô/số serial: Xem trên bao bì

Tài liệu kỹ thuật: Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Bảo hành: Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Hướng dẫn sử dụng: Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút “START” trên máy để bắt đầu xét nghiệm.