



Tên hàng:
Số lưu hành TTBYT:
DV số hữu số lưu
hành:

Địa chỉ:
Xuất xứ:
Hạn sử dụng:
Số lô/số serial
Tài liệu kỹ thuật
Bảo hành:
Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất dùng để Định lượng nồng độ phot pho vô cơ trong huyết tương hoặc huyết thanh **FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P**

.....

Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1,
TpHCM

Nhật Bản

Xem trên bao bì

Xem trên bao bì

Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần

Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm
mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút "START" trên máy để bắt đầu xét
nghiệm.