

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1	1	Ống khí quản đê lưỡi Air-way nhựa các cỡ (người lớn hoặc trẻ em)	Air way nhựa các cỡ
---	---	--	---------------------

NHÀ SẢN XUẤT: NINGBO LUKE - TRUNG QUỐC

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Kích thước: Các size 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Đóng gói: 1 cái/ gói

Chất liệu: Polyethylene không độc hại.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG:

- ISO 13485

PHẠM VI SỬ DỤNG:

Dụng cụ hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để tránh trường hợp bệnh nhân cắn lưỡi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ sử dụng 1 lần.
- Không sử dụng khi bao bì bị rách, hở.
- Điều dưỡng vệ sinh tay và vệ sinh bệnh nhân theo đúng quy trình.
- Đặt dụng cụ ở cổ họng bệnh nhân, cố định lại rồi luồn các ống dẫn cần thiết qua cổ họng.

BẢO QUẢN:

- Thời hạn sử dụng: 03 năm từ ngày sản xuất
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát - Tránh ánh nắng trực tiếp

TP. HCM, Ngày 06 tháng 12 năm 2016
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



Lê Quang Hiền
GIÁM ĐỐC