



ĐỨC NGUYỄN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN

Số 2 đường 1F, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: (028) 54336336 Fax: (028) 54318835

Email: sales@ducnguyen-medical.com

Website: www.ducnguyen-medical.com



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN ĐẠP CHÂN ĐƠN CỰC -
MÃ SỐ 80-821-02-04; 80-830-01-04 và 80-830-02-04**

I. Các chức năng và cách sử dụng:

Cần nắm rõ các chức năng để vận hành thiết bị an toàn, hiệu quả



1. Kết nối bàn đạp chân đơn cực đến máy cắt đốt chuẩn Martin
2. Bàn đạp màu vàng kích hoạt chế độ cắt, bàn đạp xanh kích hoạt chế độ đốt

III. Quy trình bảo dưỡng

1. Ngắt kết nối với bệnh nhân và nguồn điện
2. Tháo các phụ kiện ra khỏi máy
3. Vệ sinh phụ kiện
4. Lắp phụ kiện mới cho máy để chuẩn bị thông khí cho bệnh nhân mới

**Hotline Kỹ Thuật Đức
Nguyễn
0917 882 449**