

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**XE ĐẨY DỤNG CỤ GÂY MÊ**  
**MODEL: EL-ET100**  
**HÃNG SẢN XUẤT: ELPIS MEDICAL CO.,LTD.**

- Mở các hộc bằng cách kéo ra ngoài rồi để thuốc và các dụng cụ vào các khay.
- Khi di chuyển cần mở khóa các bánh của xe
- Sử dụng các tay cầm để lái xe
- Khi không di chuyển cần khóa các bánh xe lại



**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Luân Đồng*