

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ****CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT**

SỐ 9 ĐƯỜNG LAM SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày 01 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tay khoan sử dụng trong nội nha Dia Gear là sản phẩm được sử dụng trong điều trị tuỷ răng trong nha khoa
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Sử dụng chung với các loại nong dũa ống tuỷ trong điều trị nội nha, có thể sử dụng với nhiều hãng khác nhau.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1: Gắn nong dũa ống tuỷ vào tay khoan. Bước 2: chọn tốc độ quay và lực xiết phù hợp với thông số của nong dũa được quy định bởi các hãng sản xuất khác nhau. Bước 3: Nhấn nút cho máy chạy và làm việc.
1.5	Chống chỉ định	Sử dụng đúng kỹ thuật và quy trình của nhà sản xuất.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
		Hàn Quốc
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
		Hàn Quốc
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Tất cả sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa. Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU**

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



**GIÁM ĐỐC**  
Vũ Huy Hoàng