

Số: 2302/2018-TLKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Mô tả chung loại trang thiết bị y tế</b> <b>Tên trang thiết bị:</b> Bàn ăn dùng cho bệnh nhân <b>Model:</b> F4; F4-1; F4-2; F4-3; F4-4; <b>Hãng sản xuất:</b> Renqiu medical Equipment Factory <b>Nước sản xuất:</b> Trung Quốc	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Thông tin về sản phẩm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mặt bàn ABS</li><li>- 4 bánh xe chống ồn, có 2 phanh</li><li>- Bánh xe lớn: 6cm</li><li>- Bánh xe nhỏ: 3 cm</li></ul> Các model khác nhau có kích cỡ bàn khác nhau
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Không
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Bàn ăn cho bệnh nhân, dùng trong bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Điều chỉnh độ cao phù hợp bằng lẫy. 2. Cố định bằng phanh ở bánh xe
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Cố định phanh ở bánh xe khi không sử dụng
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	không
2	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)</b> Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Trung Quốc	
3	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)</b>	
4	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm</b>	

**Đơn vị nhập khẩu**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Phương Hà*