

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Đơn vị nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300721002

Điện thoại: (84-8) 54165858

Fax: (84-8) 54165959

Người đại diện theo pháp luật: CHAN TO KEUNG – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 10 tháng 01 năm 2018

Tên thiết bị y tế	Hướng dẫn sử dụng
Nước rửa phim X-quang nha khoa	1. Mở nắp hộp, lấy ra một lượng dung dịch vừa đủ theo yêu cầu mỗi loại film (2-3ml) 2. Cho tiếp xúc với tấm film đã chụp trong túi đựng riêng 3. Lắc đều và để trong 90 giây

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT

