

Công ty TNHH Roche Việt Nam
 Tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
 Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Ngày 04 tháng 12 năm 2017

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Chủng loại sản phẩm Hệ thống máy AVENIO® Millisect

Máy phân tích có các đặc tính cơ bản sau:

<i>Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)</i>	Máy AVENIO Millisect 48 cm x 33 cm x 57 cm (19 in x 13 in x 22 in)
	Máy tính 48 cm x 20 cm x 40 cm (19 in x 8 in x 16 in)
<i>Khoảng cách tối thiểu giữa máy AVENIO Millisect với tường</i>	5 cm (2 in)
<i>Cân nặng máy AVENIO Millisect</i>	Trọng lượng lắp ráp cuối cùng khoảng 21 kg (46,3 lb)
<i>Yêu cầu nguồn điện dùng cho máy AVENIO Millisect</i> <i>Yêu cầu</i>	Điện áp vào: 24 VDC
	Dòng điện vào: 3.75 A
<i>Thông số nguồn điện đầu vào cho bộ nguồn ngoài máy AVENIO Millisect</i>	Định mức đầu vào: 100–240V~1.5–0.75A 50–60Hz
	Định mức đầu ra: <ul style="list-style-type: none"> • 24 VDC • 3.75 A • 90 Watt
<i>Bộ phận kết nối đầu vào/ đầu ra</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bộ nguồn • Dây điện 1M (450-AAHV) (Mỹ), dây điện EU • Máy tính AVENIO Millisect kết nối máy AVENIO Millisect • Chuột máy tính • Bàn phím máy tính • Đầu đọc mã vạch cầm tay tùy chọn liên kết máy tính
<i>Môi trường Vận hành</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nhiệt độ môi trường +15 °C đến +30 °C • Độ ẩm môi trường: 10% - 80% • Áp suất môi trường 80 kPa - 106 kPa

<i>Vận chuyển/ bảo quản</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nhiệt độ môi trường Trong điều kiện đóng gói giữ đến 48 giờ trong quá trình vận chuyển ở nhiệt độ từ -20 °C đến +60°C Độ ẩm môi trường: Trong điều kiện đóng gói giữ đến 48 giờ trong quá trình vận chuyển ở độ ẩm 10% -90% không có hiện tượng ngưng tụ. Áp suất môi trường Trong quá trình vận chuyển tiếp xúc với áp suất tuyệt đối môi trường 70 kPa - 106 kPa.
<i>Máy tính AVENIO Millisect</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dell OptiPlex 3050 Máy tính đa dụng với đế bằng khớp nổi (575-BBLH) CPU: Intel Core i7-7700T Processor (Quad Core, 8 MB, 8T, 2.9 GHz, 35 W) 338-BKYN RAM: 16 gigabyte (2 x 8 GB) 2400 MHz DDR4 (370-ADJH) hoặc lớn hơn Ổ cứng: 2.5 in 2 terabyte (TB) 5400 rpm (400-AGWI) hoặc lớn hơn Màn hình và đồ họa: thẻ: 3050 19.5 in, HDPlus cảm ứng có camera, Touch with Camera, tích hợp đồ họa với công suất bên ngoài 35W (329-BDIW)
<i>Phần mềm AVENIO Millisect</i>	<ul style="list-style-type: none"> Phần mềm AVENIO Millisect được cài sẵn trên máy tính của AVENIO Millisect Win 10 Pro 64 tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha (619-AHKN) Cyberlink Media Suite thiết yếu cho Windows 10 và đĩa DVD (không có Media) (658-BBTV) Waves Maxx Audio (658-BBRB)
<i>Bàn phím và chuột</i>	Chống nước và tuân thủ các tiêu chuẩn của CLIA.
<i>Ổ đĩa DVD</i>	Ổ đĩa quang 8 x DVD+/-RW 9.5 mm (429-AAZE)
<i>Đầu quét mã vạch cầm tay</i>	Giải mã các hình tượng trung sau đây: <ul style="list-style-type: none"> 1D: Mã 39, Mã 128, Interleaved 2 of 5, hoặc Codabar 2D: PDF417, DataMatrix, và mã vạch QR
<i>Hạn dùng AVENIO Millisect Milling Tip</i>	AVENIO Millisect Milling Tip kéo dài đến 12 tháng trong môi trường với nhiệt độ +15 °C - +32 °C kể cả độ ẩm 30% -80% , không ngưng tụ ẩm.
<i>Phát xạ</i>	Chuẩn EN 61326
<i>Chứng nhận an toàn</i>	Tuân theo tiêu chuẩn UL STD 61010-1, UL STD 61010-2-101; Được chứng nhận đạt tiêu chuẩn CSA STD C22.2 # 61010-1, CSA STD C22.2 # 61010-2-101
<i>Phân loại</i>	CE, FDA Class 1 (510K exempt)