

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**  
**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM**  
**SỐ 3A/91 NGÕ LINH QUANG, P. VĂN CHƯỜNG, Q. ĐÔNG ĐÀ, HÀ NỘI**  
**Ngày 01 tháng 03 năm 2018**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Tủ đầu giường Model CY-H813	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tủ đầu giường model CY-H813 là thiết bị phục vụ bệnh nhân trong bệnh phòng điều trị. Kích thước (mm): D480 x R480 x C920 - Tủ làm hoàn toàn bằng nhựa ABS màu be hoặc xanh da ghi - Nóc tủ đúc liền, xung quanh có gờ chống rơi đồ - Tủ có 1 ngăn kéo để đựng đồ - Khoang tủ dưới ngăn kéo chia ra hai khoang đựng đồ - Có hộc để giấy ở dưới cùng - Hai bên tủ có thanh sắt để treo khăn mặt - Chân tủ có 4 bánh xe
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để trong bệnh phòng bệnh nhân để chứa các dụng cụ, thuốc men cần thiết trong quá trình điều trị
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Mở, đóng ngăn kéo khi cần dùng.
1.5	Chống chỉ định	Không có chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế: Trung Quốc, Việt Nam, Ý, Pháp, Đức...
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): dùng cho bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh phòng...	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. Không có các thông tin đáng lưu ý	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

*Trần Nhật Quân*