

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỤNG CỤ Y TẾ TRONG
THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ

Công ty TNHH đầu tư và Phát triển trang

TTBYT An Bình



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Luân

Hà Nội-2018



- Làm sạch trước khi sử dụng: Dùng cồn làm sạch dụng cụ từ trong ra ngoài
- Dùng dung dịch tẩy rửa có nồng độ cồn thích hợp theo yêu cầu của nhà sản xuất
- Nhiệt độ sấy không quá 500 độ C
- Bảo quản dụng cụ không bị cong, vênh, gãy. Để ở nơi thoáng mát và khô ráo
- Cảnh báo và thận trọng:
 - Tránh tiếp xúc với dung dịch có ion clorua tránh ăn mòn các dụng cụ.
 - Tránh dung dịch kiềm axit và oxi hóa cao

