

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

39/11A Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

Ngày 08 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Tên trang thiết bị y tế: Thuốc thử mô học/ tế bào học Dako EnVision™+ Dual Link System-HRP, Mã K4061	
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Thuốc thử thích hợp cho các quy trình hóa mô miễn dịch hai bước. Envision + Dual Link System HRP dạng pha sẵn để sử dụng. Pha loãng thêm hoặc thay đổi thời gian ủ hoặc nhiệt độ ủ có thể làm sai lệch kết quả. Envision + Dual Link được sử dụng với các kháng thể dạng pha sẵn của Dako hoặc kháng thể cô đặc được tối ưu bởi người sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Hoàng Vân