

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

39/11A Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

Ngày 08 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch đệm rửa 20X ( <b>Envision FLEX Wash Buffer (20X)</b> ), Mã <b>K8007</b>	
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất K8002. Pha loãng với nước cất hoặc nước khử ion với tỷ lệ 1:20 để sử dụng

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*

*Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số*

