

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

39/11A Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, TP.HCM


Ngày 08 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch đệm rửa Dako TBS, Mã S3001	
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1 gói được pha trong nước cất hoặc nước khử ion đạt đến thể tích cuối cùng là 1L. Dung dịch pha chứa 0.05 mol/L Tris-HCl, 0.15 mol/L NaCl, pH 7.6 và không được pha loãng hơn

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số


[Handwritten signature]
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Hoàng Vân