


78mm

200mm

78mm



100 CÁI (theo trọng lượng)
 • Không bột
 • Không tiết trùng
 • Dùng 1 lần
 • Ambidextrous
 • Thuận cả 2 tay
 • Non-Sterile
 • Powder Free

M-care GLOVES
 YOUR BEST COMPANION TO SAFETY

POWDER FREE

M-care GLOVES
 YOUR BEST COMPANION TO SAFETY

Găng Tay Cao Su Nitrile Y Tế
 Medical Nitrile Examination Gloves

POWDER FREE
NITRILE
100 GLOVES
 By Weight

X-Small Small Medium Large X-Large

Găng Tay Cao Su Nitrile Y Tế
 Medical Nitrile Examination Gloves

POWDER FREE

• Không bột
 • Không tiết trùng
 • Non-Sterile
 • Thuận cả 2 tay
 • Ambidextrous
 • Dùng 1 lần
 • Single Use Only
100 CÁI (theo trọng lượng)

POWDER FREE
NITRILE
100 GLOVES
 By Weight



ISO 13485
 ISO 9001:2008

CE
POWDER FREE
NITRILE
100 GLOVES
 By Weight

• Không bột
 • Không tiết trùng
 • Non-Sterile
 • Thuận cả 2 tay
 • Ambidextrous
 • Dùng 1 lần
 • Single Use Only
100 CÁI (theo trọng lượng)

POWDER FREE

M-care GLOVES
 YOUR BEST COMPANION TO SAFETY

• Không bột
 • Powder Free
 • Không tiết trùng
 • Non-Sterile
 • Thuận cả 2 tay
 • Ambidextrous
 • Dùng 1 lần
 • Single Use Only

100 CÁI (theo trọng lượng)

Găng tay được sản xuất từ cao su nhân tạo nitrile, không phủ bột chống dính giúp người dùng tránh bị dị ứng da tay, mang đến cảm giác tự nhiên và thoải mái khi sử dụng.
 Găng tay được dùng trong các hoạt động y tế, như khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, nha khoa... giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân viên y tế.

BẢO QUẢN:
 • Để nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp và cách xa nguồn nhiệt.
 • Tránh để nơi nóng và ẩm ướt, không lưu trữ trên 100F (38°C).
 Nhà sản xuất:
 Top Glove Corporation Berhad
 LOT 4369, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia

CHÚ Ý:
 • Sản phẩm không tiết trùng, không dùng trong các thủ thuật thâm nhập chuyên sâu.
 • Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Chú ý về phân phối:
 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ
 ĐC: 359/14 Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Email: phamimex@gmail.com
 Tel: 028 39382988 Fax: 028 39382988
 Hotline: 0908590698
Made in Malaysia



X-Small 76mm ± 3
 Small 84mm ± 3
 Medium 94mm ± 3
 Large 105mm ± 3
 X-Large 113mm ± 3

Số lô :
NSX :
HSD :

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thùy Tâm