



legatek *Vì cuộc sống tốt đẹp hơn*

## **TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HÃNG MEDONE, MỸ**

### **Hướng dẫn sử dụng chung:**

- Dụng cụ phẫu thuật của hãng MedOne, Mỹ thiết kế cho các bác sỹ và phẫu thuật viên có kiến thức và chuyên môn thích hợp, am hiểu về đặc tính và cách sử dụng của từng loại dụng cụ;
- Dụng cụ phẫu thuật phải được sử dụng đúng mục đích thiết kế, nếu sử dụng không đúng mục đích có thể làm hỏng dụng cụ và gây ra các thương tổn, thiệt hại khác;
- Các dụng cụ phẫu thuật đã được đóng gói vô trùng có thể sử dụng ngay, các dụng cụ chưa được đóng gói vô trùng cần hấp sấy tiệt trùng trước khi sử dụng;
- Kiểm tra kỹ dụng cụ bằng các dụng cụ thích hợp để đảm bảo dụng cụ còn trong tình trạng tốt, không bị sút mẻ, biến dạng trước khi sử dụng;
- Dụng cụ tái sử dụng cần phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng. Cần đặc biệt chú ý các dụng cụ có rãnh nhỏ, có chốt, có đường ống bên trong khi vệ sinh, hấp sấy tiệt trùng;
- Dụng cụ có thể được sử dụng một lần hoặc nhiều lần tùy loại;
- Dụng cụ cần được bảo quản ở nơi phù hợp, đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không ẩm mốc.



**GIÁM ĐỐC**  
*Bé Minh Đức*