

1. Tên sản phẩm: Ống nghiệm EDTA K2

Cơ sở, hãng sản xuất: FL Medical s.r.l Unipersonale (Italia)

Quy cách: 50 chiếc/ kệ; 20 kệ/ hộp hoặc 25 kệ/ hộp

Số đăng ký:

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đặc tính kỹ thuật:

Hình trụ; chất liệu nhựa PP (polypropylene) an toàn dùng trong y tế, màu ống: trung tính, trong suốt. Trong ống đã được bơm hóa chất chống đông EDTA K2

Hướng dẫn sử dụng:

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu nhẹ vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và lắc đều vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông

2. Tên sản phẩm: Ống nghiệm EDTA K3

Cơ sở, hãng sản xuất: FL Medical s.r.l Unipersonale (Italia)

Quy cách: 50 chiếc/ kệ; 20 kệ/ hộp hoặc 25 kệ/ hộp

Số đăng ký:

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đặc tính kỹ thuật:

Hình trụ; chất liệu nhựa PP (polypropylene) an toàn dùng trong y tế, màu ống: trung tính, trong suốt. Trong ống đã được bơm hóa chất chống đông EDTA K3

Hướng dẫn sử dụng:

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu nhẹ vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và lắc đều vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông

3. Tên sản phẩm: Ống nghiệm Lithium Heparin

Cơ sở, hãng sản xuất: FL Medical s.r.l Unipersonale (Italia)

Quy cách: 50 chiếc/ kệ; 20 kệ/ hộp hoặc 25 kệ/ hộp

Số đăng ký:

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đặc tính kỹ thuật:

Hình trụ; chất liệu nhựa PP (polypropylene) an toàn dùng trong y tế, màu ống: trung tính, trong suốt; Trong ống đã được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin

Hướng dẫn sử dụng:

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu nhẹ vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và lắc đều vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông

4. Tên sản phẩm: Ống nghiệm Coagulation Tube Sodium Citrate

Cơ sở, hãng sản xuất: FL Medical s.r.l Unipersonale (Italia)

Quy cách: 50 chiếc/ kệ; 20 kệ/ hộp hoặc 25 kệ/ hộp

Số đăng ký:

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đặc tính kỹ thuật:

Hình trụ; chất liệu nhựa PP (polypropylene) an toàn dùng trong y tế, màu ống: trung tính, trong suốt; Trong ống đã được bơm hóa chất chống đông Sodium Citrate

Hướng dẫn sử dụng:

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu nhẹ vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và lắc đều vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông

5. Tên sản phẩm Ống nghiệm ESR Tube Sodium Citrate

Cơ sở, hãng sản xuất: FL Medical s.r.l Unipersonale (Italia)

Quy cách: 50 chiếc/ kệ; 20 kệ/ hộp hoặc 25 kệ/ hộp

Số đăng ký:

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đặc tính kỹ thuật:

Hình trụ; chất liệu nhựa PP (polypropylene) ăn toàn dùng trong y tế, màu ống: trung tính, trong suốt; Trong ống đã được bơm hóa chất chống đông Sodium Citrate

Hướng dẫn sử dụng:

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu nhẹ vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và lắc đều vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông



GIÁM ĐỐC

Trần Anh Toàn

