

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên thiết bị : Tủ bảo quản ống nội soi**

**Model: HL-ECK-L**

Tên cơ sở lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty Cổ Phần Y, Dược Trung Tín

Địa chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ

Liêm, Thành Phố Hà Nội

### **Mục đích sử dụng :**

Được sử dụng để bảo quản ống nội soi trong thời gian dài.

### **Đặc điểm:**

Chất liệu: Bằng thép không gỉ

Cửa kính có thể khóa khi dùng

8 Móc treo ống nội soi

Hộp điều khiển

Kích thước 1200 X 450 X 2100 MM

### **Hướng dẫn sử dụng:**

Sau khi vệ sinh các ống nội soi lắp chúng vào các móc treo trong tủ để bảo quản và khử trùng các thiết bị.

Kiểm tra nguồn điện khi cắm

Mở đóng cửa kín khi sử dụng

Kiểm tra các công tắc hộp điều khiển xem đã bật chưa.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Văn Dãi*