

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên thiết bị : Bồn rửa ống dụng cụ y tế
- Model: HL-ASS9810-I-CA

Tên cơ sở lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty Cổ Phần Y, Dược Trung Tín  
Địa chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

### Đặc điểm :

Bồn rửa ống dụng cụ y tế được thiết kế đặc biệt để loại bỏ ô nhiễm và vi khuẩn bám vào bên trong ống thông và ống hút.

Nước và xà phòng tiệt trùng được cung cấp tự động thông qua cảm biến tiếp cận và nút chuyển đổi tự động trên bảng điều khiển.

Làm bằng thép không gỉ 304 chống ăn mòn

Tất cả các chức năng được điều khiển rõ ràng bằng thao tác một chạm trên bảng điều khiển kỹ thuật số do bộ vi xử lý điều khiển tự động

Hệ thống khử trùng bằng đèn UV và lọc kép bằng bộ lọc chính 1 $\mu$ m và bộ lọc trước 5 $\mu$ m.

### Hướng dẫn sử dụng:

Gắn các ống vào vòi của bồn khi vệ sinh ống.

Điều khiển vệ sinh ống thông qua cảm biến, nước và xà phòng tự động điều chỉnh và vệ sinh.

### ĐẠI DIỆN CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Văn Dãi*