

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<b>Tên trang thiết bị y tế</b>	<b>CỬA MÁY, CỬA TAY, CÁN DAO, DAO, LƯỠI DAO, LƯỠI CỬA CÁC LOẠI</b>
<b>Chỉ định</b>	Cửa máy, cửa tay, cán dao, dao, lưỡi dao, lưỡi cửa các loại được sử dụng mở rộng vết thương trong quá trình khám và phẫu thuật.
<b>Hướng dẫn xử lý khử khuẩn tiệt khuẩn</b>	Phương pháp khử khuẩn, tiệt khuẩn trước/sau khi sử dụng dụng cụ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ y tế).
<b>Bảo quản</b>	Các dụng cụ sau khi tiệt trùng phải được đóng gói trong bao bì vô trùng, để nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, phân loại và đánh dấu theo loại rõ ràng.
<b>Cảnh báo</b>	Dụng cụ đã sử dụng phải được tẩy rửa trước khi các vết bẩn khi phẫu thuật trở nên quá khô gây khó khăn cho việc làm sạch dụng cụ, những vết bẩn còn sót lại có chứa clo hay clorua, dung dịch muối, nước dùng để tẩy rửa có thể làm mờ các dấu hiệu ghi trên sản phẩm nếu dùng quá liều lượng và súc rửa chưa sạch. Phải tuân thủ nghiêm ngặt quá trình tẩy rửa, khử khuẩn, bảo quản dụng cụ trước và sau khi sử dụng, mọi hoạt động của quy trình này phải được thực hiện bởi nhân viên đã được đào tạo.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



*Trương Thị Hồng Linh*