



CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SẢN XUẤT TBYT HÀ NỘI

KIM MÃ – BA ĐÌNH – HÀ NỘI Tel:02435766996 – 02436335959
Mail: thietbivenhvien106e9@gmail.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NẠNG TẬP ĐI

1. Công dụng :

- Dùng để phục vụ giúp người lớn tuổi và người không có khả năng đi lại được có thể tự chủ tại chỗ đi vệ sinh mà không cần người hỗ trợ và tránh được những đáng tiếc có thể xảy ra thuận tiện cho việc chăm sóc được dễ dàng hơn.

2. Bảo quản:

- Sản phẩm được sử dụng trong môi trường khô ráo, có độ ẩm thấp
- Hạn chế lau chùi bằng hóa chất tẩy rửa
- Tránh để chân cao su ngập nước trong thời gian dài