



CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SẢN XUẤT TBYT HÀ NỘI

KIM MÃ – BA ĐÌNH – HÀ NỘI **Tel:02435766996 – 02436335959**
Mail: thietbivenhvien106e9@gmail.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỆM Y TẾ

1. Công dụng :

- Dùng để phục vụ bệnh nhân nằm đi kèm với giường bệnh nhân tại các cơ sở y tế, phòng cấp cứu, các trạm y tế...
- Đệm đáp ứng được các yêu cầu dễ sử dụng , thao tác nhanh gọn, dễ dàng di chuyển, tháo lắp...

2. Sử dụng hợp lý:

- Đệm y tế có nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau nhưng về cấu tạo cơ bản gồm có: Da và lõi, lõi thường được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ loại bông ép, mút xốp, hay mút... vỏ được may bằng các chất liệu vải giả da cao cấp, bọc vải giả da chống thấm, dễ dàng lau rửa để phù hợp với từng người bệnh.

3. Bảo quản:

- Sản phẩm được sử dụng trong môi trường khô ráo, có độ ẩm thấp
- Hạn chế lau chùi bằng hóa chất tẩy rửa
- Tránh để chân cao su ngập nước trong thời gian dài