

- Tên sản phẩm: **KC-509 Cây treo bình truyền dịch**
- Số lưu hành trang thiết bị y tế:
- Qui cách: Hộp/1 cái
- Số lô, NSX, HSD xem “Lot No”, “Mfg.date”, “Exp.date” trên bao bì
- Điều kiện bảo quản: Khô ráo, thoáng mát
- Xuất xứ: Nhật Bản
- **Chủ sở hữu số lưu hành (Nhà nhập khẩu):** Công ty TNHH Y tế Alfresa Codupha Việt Nam
- Địa chỉ: Số 509-515, đường Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Chủ sở hữu sản phẩm: Paramount Bed Co., Ltd**
- Địa chỉ: 14-5 Higashisuna 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8670, Japan

Xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng

**CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
HAJIME YAMAMOTO**

## TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Số 509-515, đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

| STT | Đề mục  | Nội dung mô tả tóm tắt  |
|-----|---|---|
| 1   | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế<br><b>Cây treo bình truyền dịch (IV stand)</b><br><b>Model: KC - 509</b> |   |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế   | Kích thước: 62cm (w) x 103.5cm (l) x 86.5 cm (h)<br>Kích thước bánh xe: 24-inch, 7-inch<br>Cây treo: làm bằng thép không gỉ<br>Tay vịn: nhựa PP<br>Khối lượng: 5.7kg  |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện  | Ống trượt.<br>Nút điều chỉnh góc<br>Nút cố định ống trượt<br>Tay nắm<br>Núm vặn<br>Cọc treo<br>Bánh xe  |
| 1.3 | Mục đích/Chỉ định sử dụng   | Gắn bình truyền dịch cho bệnh nhân.   |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng   | 1. Lắp và cố định cọc treo bình truyền dịch phù hợp với chiều cao của bệnh nhân<br>2. Lắp bình truyền dịch.   |
| 1.5 | Chống chỉ định  | Không có chống chỉ định.  |
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng  | Tránh những nơi nóng, ẩm ướt, lạnh, khô hoặc bụi bặm.<br>Bảo quản sản phẩm này trong môi trường từ -10 đến 50 ° C và 30 đến 90% RH.<br>Cẩn thận giữ sách hướng dẫn để tránh làm mất nó.<br>Đề cây treo vị trí bằng phẳng. |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi có thể   | Bảo quản và sử dụng đúng quy định sẽ không có tác   |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | xảy ra  | dụng bất lợi xảy ra. |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)                            |                      |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)                                    |                      |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế |                      |

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*  
*Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HAJIME YAMAMOTO**