

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH LIKIMA

127/18 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày 06 tháng 06 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế Vớ y khoa các loại (bao gồm nhiều chủng loại khác nhau trong danh mục công bố đính kèm)	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">- Đường bao quanh được đảm bảo sức nén tốt nhất. Gây sức nén lớn nhất ở mắt cá chân với nén giảm dần theo hướng của đầu gối và đùi. Vớ hoạt động trên lớp cơ bắp bằng cách nhẹ nhàng ép thành tĩnh mạch, cho phép các van đóng. Phục hồi lưu lượng máu đến 1 trạng thái bình thường và giúp máu lưu thông hoàn toàn. Ngăn chặn hoàn toàn các mối nguy hiểm của nghẽn tĩnh mạch.- Nguyên lý của vớ y khoa điều trị bằng áp lực chính xác, độ dốc áp lực được nhà sản xuất tính toán giảm dần đều từ dưới cổ chân lên đến đùi. Khi mang vớ sẽ giống như bơm hỗ trợ liên tục cho máu lưu thông tốt ở chân, ngay cả khi ngồi hoặc đứng thường xuyên
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	-
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Vớ y khoa dùng để điều trị (hoặc mang thay vớ thường để phòng ngừa) Suy tĩnh mạch .- Vỡ chống giãn tĩnh mạch giúp tăng hiệu suất hoạt động bơm của bắp chân,...



		- Tăng tốc dòng chảy của máu trong tĩnh mạch Cải thiện chức năng van tĩnh mạch Thu hẹp lumen của tĩnh mạch Ngăn ngừa và điều trị bệnh DVT .
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1. Tháo bỏ bao bì của sản phẩm Bước 2. Kiểm tra lại sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản trước khi sử dụng Bước 3. Chỉnh lại độ dẫn của vớ khắp chân sao cho lực tác động ở vớ tỏa đều tránh trường hợp vớ chưa trải đều đúng vị trí.
1.5	Chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
		Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

