

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

---

### CÔNG TY TNHH VINAMASK

Địa chỉ trụ sở: Số 9 ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 162, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Tên trang thiết bị y tế: **KHẨU TRANG Y TẾ**

#### Hướng dẫn sử dụng:

Khẩu trang có hai mặt, đeo mặt màu trắng vào trong, mặt có màu sắc khác nằm ở phía ngoài.

Sau khi mắc 2 dây đeo vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới kín miệng, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; Dùng ngón chỏ và ngón cái miết nhẹ 2 bên khẩu trang để ôm khít hai má.

Khẩu trang dùng một lần.

Khi tháo bỏ để vào nơi để rác kín theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Cao Thành*