

210mm

10

10

10

52.5mm

**CÁCH SỬ DỤNG**

Mở khẩu trang, bề mặt lụa màu, tạo độ kín  
Chụp khẩu trang kín mũi và miệng  
Kéo dây thun đeo vòng qua tai

**Kích thước:** 17,5cm x 9,5cm x 4 lớp  
**Lưu ý:** Chỉ sử dụng 1 lần  
**Bảo quản:** nơi khô ráo, thoáng mát

**NHÃN HIỆU ĐÀ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN**

**ĐIỂM NỔI BẬT:**

- Khẩu trang y tế VinaMask được cấu tạo bởi 4 lớp đã diệt trùng, có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Khả năng lọc các loại khí H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, CO, NH<sub>3</sub>... và lọc bụi cao hơn khẩu trang thông thường trên 90%. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.
- Lớp vải lọc khí không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da.
- Thanh mũi dễ dàng, dễ dàng, chặt chẽ và có khuôn mặt ôm sát.
- Dây đai vững chắc, độ đàn hồi tốt và sử dụng thoải mái.

230mm

105mm

52.5mm

**SẢN XUẤT TẠI:**  
**CÔNG TY TNHH VINAMASK**  
Địa chỉ: 162 Túy Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì - HN  
Hotline: 0934560176  
Website: vinamask.com

8 938505 282190

**特徴:**

- VinaMask エアは殺菌済みの4層で構造され、煙、霧、毒気、細菌の侵入を止め、呼吸経路を経由して伝染する危険な疫病を防止する作用を持ちます。H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、CO、NH<sub>3</sub>等のエアの吸収及び霧のフィルタ可能は普通エアより90%高いです。道路飛行(時又は病院や有害な工業環境で働く)時有効に使用されます。
- エア-フィルタ-布は吸水性不織布で、換気、皮膚にアレルギーを与えません。
- ノー-スリット-は粗み合わせやすく、べたつき、顔にフィットし合います。
- 耳ひもは頑丈で、弾力性が良く、使用しやすく、使用しやすいです。

Tên: H1804-314 Khẩu trang 1  
Số: 210mm ngang; 230mm

TK: Kháng  
KD: DAC

Chọn màu:  Không  In trong  In ngoài  Đan trong

Nhãn số màu:  Không  Ngày: 09/09/2018  
Lần in: 01

Trên mặt nạ:  Không  Dưới mặt nạ:  Không

Chú ý: Màu nền chỉ mang tính chất mô phỏng, để nghị khách hàng kiểm soát màu sắc trước khi in

