

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY NHA KHOA DI ĐỘNG MODEL PC2630

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Y-Nha Khoa Minh Phương

Địa chỉ: Số 41/38 Phương Mai – P.Kim Liên – Q.Đống Đa – Hà Nội, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 1 tháng 6 năm 2018

1. Đặc điểm mô tả của máy

- Nguồn điện: 110-240V, 50/60Hz
- Công suất: 0.55KW
- Lưu lượng khí: 60L/min
- Công suất bình: 7L
- Trọng lượng tịnh (Net weight): 23KGS
- Tiếng ồn: ≤ 62dB (A)
- Kích thước: 450 x 310 x 680mm

2. Các bộ phận chính

- Tay xịt 3 tác dụng
- Dây hút nước bọt
- Tay khoan nhanh 4 lỗ hoặc 2 lỗ và tay giảm tốc
- hệ thống bình nước cấp và thoát
- pedal điều khiển bằng chân
- hệ thống van, công tắc điều chỉnh hơi nước

- Vỏ nhựa bên ngoài làm bằng chất liệu APS giúp cho độ bền cao và ổn định
- Máy nén khí không dầu để cung cấp khí sạch
- Cấu trúc dạng Module để có thể sử dụng một cách dễ dàng
- Ứng dụng trong bệnh viện nha khoa và phòng khám nha khoa

Đơn vị nhập khẩu

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)