

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN  
PHỤC VỤ SẢN XUẤT**

<i>TT</i>	<i>Tên trang thiết bị</i>	<i>Năm sản xuất</i>	<i>Nước sản xuất</i>	<i>Tình trạng thiết bị</i>
1	Dàn máy làm khẩu trang tự động hoạt động bằng điện Model:TWKYDAM2018FID/TWKYDAM2018Q	2018	Đài Loan	Mới 100%
2	Máy đóng gói	2018	Trung Quốc	Mới 100%
3	Máy in date in phun HI-Coder	2017	Trung Quốc	Mới 100%
4	Cân phân tích	2017	Trung Quốc	Mới 100%
5	Cân điện tử 100kg	2018	Việt Nam	Mới 100%

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ĐẠI UY



Giám đốc  
Lê Xuân Hiền

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ĐẠI UY	<b>QUY TRÌNH SẢN XUẤT</b>	Số: 01KTYT/DAIUY
	<b>KHẨU TRANG Y TẾ</b>	Có hiệu lực kể từ ngày ký

**1. Mục đích:**

Hướng dẫn cụ thể các bước tiến hành để sản xuất ra Khẩu trang Y tế đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cơ sở.

**2. Phạm vi áp dụng:**

Phòng đảm bảo chất lượng, phòng kiểm tra chất lượng, phòng nghiên cứu phát triển và phân xưởng sản xuất.

**3. Trách nhiệm:**

<i>Vị trí</i>	<i>Nhiệm vụ</i>
Phòng nghiên cứu phát triển	Ban hành quy trình sản xuất
Quản đốc phân xưởng	Chỉ đạo thực hiện quy trình sản xuất
Phòng đảm bảo chất lượng	Giám sát thực hiện quy trình sản xuất
Phòng kiểm tra chất lượng	
Phó Giám đốc	Phê duyệt

**4. Danh mục nguyên vật liệu, trang thiết bị dùng trong sản xuất:**

**4.1. Nguyên vật liệu:**


- Vải không dệt màu trắng
- Vải không dệt màu xanh
- Vải lọc
- Dây thun
- Nẹp nhựa
- Túi PE
- Hộp giấy
- Thùng cactôn
- .....

**4.2. Trang thiết bị:**

- Máy làm thân
- Máy dập quai
- Máy hàn túi PE

## 5. Nội dung:

### 5.1. Sơ đồ sản xuất Khẩu trang Y tế:



### 5.2. Mô tả quy trình sản xuất:

- Bước 1: Máy làm thân khẩu trang cắt vải không dệt, vải lọc và thanh nhựa mũi tạo lên phôi khẩu trang
- Bước 2: Máy dập quai tự động cắt quai và hàn vào phôi khẩu trang
- Bước 3: Máy đóng gói tự động đóng khẩu trang vào hộp
- Bước 4: Nhập kho. Thành phẩm chỉ được nhập kho khi đã có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY



Lê Xuân Hiền