

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Thương mại QD An Phát

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018;

STT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Giường vận chuyển; Model: YXZ-E Kích thước: 1930x640x560-860mm Chức năng: <ul style="list-style-type: none">- Nâng-hạ giường bằng tay quay, phạm vi điều chỉnh: 56 - 86cm- Nâng hạ phần lưng: 0 - 60° Hai bên thành giường làm từ nhựa ABS, có thể tháo rời. Có cọc truyền bằng inox 304 Bánh xe kích thước: 150mm, có hệ thống phanh trung tâm. Giá treo bình oxy, đường kính 16.5cm. Tải trọng: 180kgs
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Xe, bánh xe, ngăn kéo.
1.3	Mục đích/Chi định sử dụng	Dùng để vận chuyển cấp cứu bệnh nhân trong các bệnh viện, trung tâm y tế.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng phanh trung tâm đảm bảo giường hoàn toàn cố định.- Hạ thành giường xuống và chuyển bệnh nhân sang giường.- Nâng thành giường lên, mở khóa phanh tổng và vận chuyển bệnh nhân đến vị trí mong muốn.- Sử dụng tay quay điều chỉnh độ cao giường và lưng sao cho phù hợp.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
**CÔNG TY
TNHH
THƯƠNG MẠI
QD AN PHÁT**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Quỳnh