

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Thương mại QD An Phát

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018;

STT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Ghế người nhà bệnh nhân; Model: YXZ-042 Là loại ghế ngồi có thể kéo ra thành ghế nằm. Khung làm từ thép sơn tĩnh điện. Đệm giường là vải giả da PVC độn mút, tay nắm được bọc mút.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Ghế, bánh xe.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Có thể chuyển đổi giữa ghế ngồi và ghế nằm một cách dễ dàng, dùng cho người nhà bệnh nhân tại phòng bệnh của các trung tâm y tế, bệnh viện.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Nâng nhẹ chân ghế và kéo ra thành tư thế nằm. Nâng và kéo phần tựa lưng ghế để chuyển thành ghế ngồi.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Quỳnh