



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế	Băng vô trùng trong suốt không thấm nước
Chủng loại	Oper easy 7.2 x 5cm Oper easy 9 x 12cm Oper easy 9 x 15cm Oper easy IV 7.2 x 5cm Oper easy IV strip 9 x 7cm
Chỉ định	Băng bảo vệ vết mổ sau phẫu thuật và vết thương nhỏ khác: vết cắt, vết trầy, xước, rách da, ... Bảo vệ vết bỏng và vết thương mức độ nhẹ với dịch tiết ra ít – trung bình. Cố định ống thông, dây truyền và các dụng cụ khác.
Hướng dẫn sử dụng	Làm sạch và khô vết thương trước khi dán băng.
Chú ý khi dùng	Không sử dụng trực tiếp trên vết thương hở, vết thương đã viêm nhiễm hoặc vết bỏng lớn.
Bảo quản	Giữ ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp.